

DENTAPEN[®]



ANESTHÉSIE DENTAIRE


Sans douleur. Sans effort. Sans fil

POUR VOS PATIENTS

“Le critère numéro 1 dans le choix d’un dentiste est sa capacité à délivrer une anesthésie indolore.”

How dentists are judged by patients, St Georges J, Dent Today, 2004.

Pression
(N/mm²)



Pression
contrôlée

=

Taux de
succès élevé

+

Moins d'effets
secondaires

+

Moins
engourdi

DENTAPEN®

ROTATIF
Facilite le positionnement
du biseau



AUTOCLAVABLE
coûts d'exploitation faibles




BATTERIE
Jusqu'à 100 patients

GARANTIE 2 ANS

Housses de protection disponibles
(Ref. PS01)

Dentapen® kit complet:



- 1 Dentapen® x1
- 2 Repose-doigt x5
- 3 Repose-doigt (prise stylo) x2
- 4 Porte-carpule 1.7ml x7
- 5 Batterie x3

Inclus:
Housses de protection

Simple et efficace

- ✓ Accessoires autoclavables
- ✓ Universel: permet toutes techniques d'anesthésies
- ✓ Prise en main: stylo ou seringue
- ✓ Alimenté par batterie
- ✓ Compact et léger: seulement 50 grammes
- ✓ Fonction d'aspiration active

TAILLE RÉELLE



Interface intuitive

-   Lent 90 s/mL
-  Moyen 60 s/mL
-  Rapide 30 s/mL

-   Anesthésie intraligamentaire
-  Vitesse progressive



Retour arrière (fin de procédure)

POUR VOUS

Technologie* de pointe pour une anesthésie dentaire sans effort

- ✓ Débit initial maîtrisé et flux continu pour des injections en douceur:
 - Augmente le taux de succès des anesthésies, gain de temps
- ✓ Mesure électronique de la pression:
 - Adapte la vitesse d'injection à la résistance des tissus
- ✓ Avantages supplémentaires:
 - Facilite les injections difficiles, p. ex. intraligamentaires
 - Permet l'aspiration pour une anesthésie en toute sécurité
 - Limite le risque de blessures au travail : tensions musculaires
 - Contribue à atténuer la peur du patient



MOINS



DOULEUR



PEUR



ENGOUR-
DISSEMENT

PLUS



ADAPTÉ
AUX ENFANTS



PATIENTS
SATISFAITS



BOUCHE-
À-OREILLE



www.luneagroupe.fr

Distributeur

LUNEA GROUPE

6 Avenue des mateirons 74500
Evian-Les-Bains, France
04.50.73.88.63
infos@luneagroupe.fr

ROBOTIC SYRINGES

J U V A +

Fabricant

Rue du Pré 10, 2114 Fleurier, Neuchâtel - Suisse
info@dentapen.ch - Tél. +41 22 588 66 89